



G[®]Bath1800



Bagno termostato digitale per settori clinico, biologico, farmaceutico, industriale, ...

PLUS

- 3 Misure 6L - 13L - 22Litri
- Microprocessore PID Digitale - Doppio Display
- Sonda Platino PT100
- Termostato di Sicurezza Indipendente
- Timer integrato
- Interno ed esterno INOX



Soluzioni per il Laboratorio e l'Industria
Laboratory and Industrial Solutions

Bagni Termostatici - Circulatori - Criostati - Criostati - Ultrasuoni

Thermostatic Baths - Circulators - Cryostats - Cryostats - Ultrasonics



G®Bath1800 - Bagni Termostatici

G®Bath1800 - Thermostatic Baths



Ver. IT090101

DESCRIZIONE

Vasca in Acciaio INOX AISI 304 con angoli arrotondati

* PID + Autotuning

Controllo DIGITALE a Microprocessore AG-System

* Doppio Display

Calibrazione secondo ISO 9000

* Sonda PT100

Corpo esterno in Acciaio INOX facile da pulire

* Termostato Sicurezza Indipendente

Riscaldamento Uniforme

* Relè Statico "Zero Crossing"

Interruttore Generale Bipolare Luminoso Verde

* Fusibili Bipolari

Controllo PID Digitale Advanced-Galli-System

AGS-Basic

Controllo AG System con PID, Doppio Display DIGITALE 4 Digits. Autodiagnosi +Autotuning +Calibrabile + Timer 99H 59MIN

AGS-Daily

Controllo AG System con PID, Doppio Display DIGITALE 4 Digits. Autodiagnosi +Autotuning +Calibrabile + Timer 99H 59MIN + Allarme Acustico/Luminoso +Seriale RS232

CODICE	GBATH1800X06B	GBATH1800X13B	GBATH1800X22B	GBATH1800X06D	GBATH1800X1D	GBATH1800X22D	CODE
Specifiche tecniche							Main Features
Volume	6 l	13 l	22 l	6 l	13 l	22 l	Volume
Dimens. Interne (mm)							Inner Dimensions (mm)
L	220	250	430	220	250	430	W
P	150	300	300	150	300	300	D
H	150	150	150	150	150	150	H
Controllo	Dual Display SP+SV	Dual Display SP+SV	Dual Display SP+SV	Dual Display SP+SV	Dual Display SP+SV	Dual Display SP+SV	Control
Campo di Temperatura	T.Amb. +5°C ÷ +99,9°C	T.Amb. +5°C ÷ +99,9°C	T.Amb. +5°C ÷ +99,9°C	T.Amb. +5°C ÷ +99,9°C	T.Amb. +5°C ÷ +99,9°C	T.Amb. +5°C ÷ +99,9°C	Temperature Range
Temporizzatore	99:59 hh:mm	99:59 hh:mm	99:59 hh:mm	99:59 hh:mm	99:59 hh:mm	99:59 hh:mm	Timer
Funzioni Speciali	no	no	no	RS232	RS232	RS232	Special Functions
Alimentazione +-10%	1f 230V 50/60Hz	1f 230V 50/60Hz	1f 230V 50/60Hz	1f 230V 50/60Hz	1f 230V 50/60Hz	1f 230V 50/60Hz	Supply +-10%
Potenza	500 W	1000 W	1500 W	500 W	1000 W	1500 W	Power
Dimens. Esterne (mm)							External Dimens. (mm)
L	300	370	535	300	370	535	W
D	200	350	350	200	350	350	D
A	295	295	295	295	295	295	H
Peso Netto (Kg)	4,5	6,5	8	4,5	6,5	8	Net Weight (Kg)
Dimens. Imballo (mm)							Packing Dimens. (mm)
L	500	500	700	500	500	700	W
D	400	400	400	400	400	400	D
A	400	400	400	400	400	400	H
Peso Imballo (Kg)	7	9	11	7	9	11	Gross Weight (Kg)
Accessori a richiesta:							Optional Accessories
Coperchio Inox Antigoccia	GBATH1800OP01	GBATH1800OP01	GBATH1800OP03	GBATH1800OP01	GBATH1800OP01	GBATH1800OP03	Stainless Steel Gable Cover
Rubinetto di Scarico	GBATH1800OP07	GBATH1800OP07	GBATH1800OP07	GBATH1800OP07	GBATH1800OP07	GBATH1800OP07	Drain Tap
Cestello Portaprovette Inox diam.13mm	GBATHXOP00001	GBATHXOP00001	GBATHXOP00001	GBATHXOP00001	GBATHXOP00001	GBATHXOP00001	SS Test Tube Racks diam.13mm
Cestello Portaprovette Inox diam.17mm	GBATHXOP00002	GBATHXOP00002	GBATHXOP00002	GBATHXOP00002	GBATHXOP00002	GBATHXOP00002	SS Test Tube Racks diam.17mm
Cestello Portaprovette Inox diam.21mm	GBATHXOP00003	GBATHXOP00003	GBATHXOP00003	GBATHXOP00003	GBATHXOP00003	GBATHXOP00003	SS Test Tube Racks diam.21mm
Cestello Portaprovette Inox diam.28mm	GBATHXOP00004	GBATHXOP00004	GBATHXOP00004	GBATHXOP00004	GBATHXOP00004	GBATHXOP00004	SS Test Tube Racks diam.28mm
Cestello Portaprovette Inox diam.50mm	GBATHXOP00005	GBATHXOP00005	GBATHXOP00005	GBATHXOP00005	GBATHXOP00005	GBATHXOP00005	SS Test Tube Racks diam.50mm
Cestello Portaprovette Plastico diam.13mm	GBATHXOP00006	GBATHXOP00006	GBATHXOP00006	GBATHXOP00006	GBATHXOP00006	GBATHXOP00006	Plastic Test Tube Racks diam.13mm
Cestello Portaprovette Plastico diam.17mm	GBATHXOP00007	GBATHXOP00007	GBATHXOP00007	GBATHXOP00007	GBATHXOP00007	GBATHXOP00007	Plastic Test Tube Racks diam.17mm
Software gestione dati PC	-	-	-	GLOGGER	GLOGGER	GLOGGER	PC Software
Cavo RS232, 2 m	-	-	-	RS232CABLE	RS232CABLE	RS232CABLE	RS232 Cable, 2m

Il costruttore si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche e l'estetica del prodotto. *The manufacturer reserves the right to change design and features of product.*



BAGNI TERMOSTATICI E CRIOSTATI
THERMOSTATICS BATHS CRIOSTATS



INCUBATORI, CO2, CAMERE CLIMATICHE
INCUBATORS, CO2, CLIMATIC CHAMBERS



STUFE TERMOSTATICHE E FORNI
THERMOSTATIC OVENS AND FURNACES



CAMERE SIMULAZIONE AMBIENTALE
ENVIRONMENTAL TEST CHAMBERS



F.lli Galli G. & P. - Via dell'Artigianato, 12 - 20090 Fizzonasco di Pieve Emanuele - Milano - Italy

Phone +39.02.90.72.07.05 - Fax +39.02.90.72.38.51

www.fratelligalli.com - e-mail: sales@fratelligalli.com